

บทที่ 6

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

จากการศึกษานี้พบว่า การรักษาภาวะ Severe unstable angina ด้วย Low molecular weight heparin (Fraxiparin[®]) โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังวันละ 2 ครั้งในระยะ 5 วันแรกของการรักษานั้น สามารถลดอัตราการเกิดภาวะ Recurrent ischemia ได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ Regular heparin การใช้ยา Low molecular weight heparin นั้น สามารถใช้โดยไม่ต้องเจาะเลือดตรวจเพื่อติดตามระดับยา ผู้ป่วยไม่ต้องเจ็บตัวหลายครั้ง ซึ่งต่างจากการใช้ Regular heparin ทำให้และผลข้างเคียงจากการเกิดเลือดออกไม่แตกต่างกันในการรักษาภาวะ Severe unstable angina ได้ แต่ปัจจุบัน Low molecular weight heparin ยังมีราคาสูงกว่า Regular heparin การใช้จึงต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายด้วย